

Ajusteur de masque chirurgical

Note DRH Groupe 25 01 2021

Le port du masque chirurgical est obligatoire pour se protéger et protéger les autres dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19.

Suite à l'étude d'impact nationale réalisée sur le port obligatoire du masque chirurgical, et partagée avec la Commission Nationale Santé Sécurité au travail de La Poste le 18 novembre 2020, La Poste a référencé 3 modèles d'ajusteur de masque chirurgical pour répondre aux gênes exprimées par certains postiers.

Les gênes relevées dans l'étude d'impact nationale sur le port du masque :

Cette étude a permis de montrer que certains postiers sont gênés par le frottement des élastiques derrière les oreilles.

Pour d'autres, le masque tombe souvent parce qu'il n'est pas possible de le régler. Pour régler le masque, certaines personnes croisent l'élastique au niveau de l'oreille mais le masque n'est alors pas suffisamment bien ajusté sur la joue.

D'autres personnes accrochent les élastiques aux oreillettes de leur casque téléphonique, ce qui fait que le masque se déplace dès que le casque bouge.

L'ajusteur de masque chirurgical :



- Les 3 modèles d'ajusteur de masque chirurgical ont été validés par la coordination nationale de la médecine du travail de La Poste.
- Ils sont fabriqués en polypropylène, matière non allergisante qui permet également un nettoyage à chaque utilisation.
- Ils peuvent être commandés directement auprès des fournisseurs pour les postiers qui en ont besoin.
- Ils doivent être remis au postier concerné avec les consignes suivantes :

Ce système d'accroche doit :

- être manipulé avec des mains propres sans toucher le tissu du masque
- être nettoyé à chaque changement de masque avec de l'eau et du savon ou un produit virucide

Les fournisseurs identifiés et le produit validé :



Conditionnement : lot de 100
Référence : #FM-2576 (+ choix couleur)
Désignation : Attache-masque ajusteur
Disponibilité : immédiate



La référence commercialisée par OFFICE DEPOT est similaire à celle de MANUTAN

Conditionnement : lots de 10
Référence : 1171448
Désignation : PQ10 SUPPORT PR MASQUE BLANC
Disponibilité : immédiate



Conditionnement : lots de 10
Référence : A736539
Désignation : Attache confort pour masque chirurgical
Disponibilité : immédiate




Les modalités de commande :

Pour toute commande auprès de l'un des fournisseurs, vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels (selon la branche : contrôleur de gestion, approvisionneur, ...)


Si nécessaire, en complément :

Le guide pratique des commandes (cf site internet 'Mon esp@ce achats')



Guide pratique des achats
au quotidien

Le guide pratique des achats au quotidien



Guide pratique des achats
au quotidien Equinox et
Symphonie